

DİSTİLE SU CİHAZI

CLWD SERİSİ

CLS su distilatörleri, araştırma ve geliştirme süreçlerinde, örneğin bakteriyolojik ve tıbbi örneklerin hazırlanmasında, hücre ve doku kültürlerinde, reaktifler ve merhemler üretiminde kullanılır. Ayrıca, distile su temizlik ve sterilizasyon işlemleri, tamponlu çözeltiler ile mikrobiyolojik ve analitik uygulamalarda da kullanılmaktadır.





KOLAY TEMİZLİK

Temizlik amacıyla buharlaştırıcıya kolayca ulaşılabilir.



KOLAY İŞLEM

Tek distilasyon için kullanılan bu su damıtma cihazı, tam otomatik olup depolama tankıyla birlikte gelir ve hem tezgah üstü hem de duvar montajına uygundur.



GENİŞ DEPO

Damıtık depolama tankı, imbiğin saatlik kapasitesinin iki katını kabul eder.



EKONOMİK İŞLETİM MALİYETİ

Isınan soğutma suyunun damıtılmasıyla ekonomik enerji tüketimi.



UZUN ÖMÜR

Isıtma elemanı, buharlaştırıcı, depolama tankı ve kondenser paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



KORUMA GÜVENLİK

Düşük su seviyesi, enerji kesme

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLWD
Cihaz tipi	Distile su cihazı
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

TEKNİK BİLGİLER	04	08
Kapasite	4 Lt./h	8 Lt./h
Depo	12 Lt.	16 Lt.
Isıtma gücü	3 kW	6 kW
Soğutma suyu kullanımı	48L/h	72L/h
Distilasyon Tipi	Single-Tek	
Kontrolör	Tam otomatik Açma-Kapama kontrolü	
Boşaltma valfi	Manuel boşaltma valfi	

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301

ELEKTRİK BİLGİLERİ	04	08
Nominal voltaj	220V AC	220V AC
Nominal frekans	50 Hz	50 Hz
Güç tüketimi	3000 W	6000 W

BOYUTLAR	04	08
Cihaz (GxDxY, mm)	350x650x510	350x650x610
Paket (GxDxY, mm)	450x750x610	450x750x710
Brüt Ağırlık	15 kg	25 kg

OPSİYONLAR
Giriş suyu filtresi

* Bu cihazlar ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilir ve özelleştirilebilir.